



Ultraschall Technologie

Perfekte Genauigkeit

Perfekte Hygiene


Keine Kalibration

Keine Wartung

Das *EasyOne Screen*TM Spirometer

Die PC Version des EasyOne für Ihre Praxis oder Ihr Lungenfunktionslabor

Volle Spirometer Funktionalität Online UND Offline
FVC, FVL, SVC, MVV, Pre- Post BD Messung verfügbar
In- und expiratorische Echtzeitkurven auf dem
Bildschirm
Kinderanimation
Portable PC unabhängige Spirometrie für Screening
und Messungen am Krankenbett möglich
Standard Access Datenbank mit Möglichkeit des
Datenexport
Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP kompatibel



einfach
schnell
zuverlässig
genau
hygienisch
robust
flexibel
preiswert

